

AgarCult™**Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotic (Demi Fraser)**

Listeria Half Fraser Broth Base with antibiotic is a re-enrichment medium for the isolation of Listeria spp. from food and environmental specimens acc. ISO 11290

AgarCult™**Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotic (Demi Fraser)**

Listeria Half Fraser Broth Base with antibiotic là môi trường tiền tăng sinh trong nuôi cấy Listeria spp từ mẫu thực phẩm, mẫu môi trường theo ISO 11290

AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotics (Demi Fraser)

Formula	g/l
Enzymatic digest of animal tissues	5
Enzymatic digest of casein	5
Beef extract	5
Yeast extract	5
Sodium chloride	20
Disodium hydrogen phosphate anhydrous	9.6
Potassium dihydrogen phosphate	1.35
Aesculin	1
Lithium chloride	3
Acriflavin HCL	0.0125
Nalidixic Acid	0.01
Total	55
pH: 7.2 ± 0.2 at 25°C	

AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotics (Demi Fraser)

Thành phần	g/l
Enzymatic digest of animal tissues	5
Enzymatic digest of casein	5
Beef extract	5
Yeast extract	5
Sodium chloride	20
Disodium hydrogen phosphate anhydrous	9.6
Potassium dihydrogen phosphate	1.35
Aesculin	1
Lithium chloride	3
Acriflavin HCL	0.0125
Nalidixic Acid	0.01
Tổng	55
pH: 7.2 ± 0.2 at 25°C	

AgarCult Listeria Ferric Ammonium Citrate Supplement (FAC)

Formula for 500ml of medium	Vial
Ferric Ammonium Citrate	0.25g

AgarCult Listeria Ferric Ammonium Citrate Supplement (FAC)

Thành phần cho 500ml môi trường	Vial
Ferric Ammonium Citrate	0.25g

Preparation

- # Dissolve 27.5g in 500ml of distilled water (purified water)
- # Heat and frequent stirring to completely dissolve the medium
- # Autoclave at 121°C for 15 minutes
- # Cool to 45-50°C, add 1 vial of AgarCult Listeria FAC supplements
- # Mix well and dispense into appropriate sterile containers

Chuẩn bị

- # Hòa tan 27.5g trong 500ml nước cất (hoặc nước đã lọc)
- # Gia nhiệt và khuấy thường xuyên để môi trường hòa tan hoàn toàn
- # Khử trùng ở 121° C trong 15 phút
- # Làm mát đến 45-50° C, bổ sung 1 lọ AgarCult Listeria FAC supplements.
- # Lắc đều và rót vào các dụng cụ chứa vô trùng thích hợp

Quality Control (35°C/26 ± 2 H)

Organism	Ref. No.	Result
Listeria monocytogenes	ATCC 7466	Growth, black
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	No growth

Đánh giá chất lượng (35°C/26 ± 2 H)

Chủng vi khuẩn	Mã số	Kết quả
Listeria monocytogenes	ATCC 7466	Mọc tốt
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	Không mọc

Storage

Once opened keep powdered medium closed to avoid hydration and use before the expiry date on the label.
Dehydrated medium: 2-30°C
Ready to Use: 2-20°C

Bảo quản

Sản phẩm được đóng kín nắp và đặt nơi khô ráo tránh ánh sáng. Sử dụng sản phẩm trước hạn dùng ghi trên bao bì
Bột đông khô: 2-30°C
Sản phẩm sẵn dùng: 2-20°C

Ordering Information / Thông tin đặt hàng

Code	Name	Package
CGLIS500	ChromoGel Listeria Agar Base (ALOA)	500g/box
CGLIS10SS	ChromoGel Listeria Selective Supplement (ALOA)	10vials/Box
CGLIS10SE	ChromoGel Listeria Enrichment Supplement (ALOA)	10vials/Box
CGLIS10SSE	ChromoGel Listeria Selective + Enrichment Supplement (ALOA) (5+5)	10vials/Box
LHFBB500	AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base (Demi Fraser)	500g/Box
LHF10S	AgarCult Listeria Half Fraser Supplement	10vials/Box
LHFBBA500	AgarCult Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotics (Demi Fraser)	500g/Box
LFAC10S	AgarCult Listeria Ferric Ammonium Citrate Supplement	10vials/Box
LFBB500	AgarCult Listeria Fraser Broth Base	500g/Box
LF10S	AgarCult Listeria Fraser Supplement	10vials/Box
CGLMA500	ChromoGel L.mono Agar Base (Listeria monocytogenes)	500g/Box
CGLM10S	ChromoGel L.mono Supplement (Listeria monocytogenes)	10vials/Box
LPAB500	AgarCult Listeria Palcam Agar Base	500g/Box
LP10S	AgarCult Listeria Palcam Supplement	10vials/Box
LOAB500	AgarCult Listeria Oxford Agar Base	500g/Box
LO10S	AgarCult Listeria Oxford Supplement	10vials/Box
Ready to Use		
RELHFB225S <i>New</i>	ReadyEnrichment Listeria Half Fraser Broth (Demi Fraser) 225ml Sterile acc. ISO 11290	10bags/Box 100bags/Box 500bags/Box
LFBT9	AgarCult Listeria Fraser Broth 9ml / tube	50tube/Box
CGLIS9010	ChromoGel Listeria Agar 90mm (ALOA)	10plates/Box
CGLMA9010	ChromoGel L.mono Agar 90mm (Listeria monocytogenes)	10plates/Box
LPA9010	AgarCult Listeria Palcam Agar 90mm	10plates/Box
LOA9010	AgarCult Listeria Oxford Agar 90mm	10plates/Box
CTRHA50	ChemTest Rhamnose Rapid Test	50tests/Box