

Ready to Use

AgarCult™ Columbia Agar + 5% Sheep Blood

Môi trường giàu dinh dưỡng dùng nuôi cấy vi sinh vật khó tính và không khó tính từ mẫu lâm sàng, mẫu nguyên liệu khác và khảo sát khả năng tan huyết của vi sinh vật

Thành phần	g/l
Peptone special selective	23
Starch (Corn)	1
Sodium chloride	5
Agar	13
Máu cừu đã tách sợi tan huyết	50ml
Nước cất vừa đủ	1000ml
pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C	

Chuẩn bị

Môi trường đã được chuẩn bị trong đĩa petri tiệt trùng với 22-24ml môi trường.

Bao bì đóng gói chính: màng cellophane chuyên dụng

Bao bì phụ : hộp giấy các tông.

Đánh giá chất lượng (37°C, 24H)

Organism	Ref. No.	Result
S. pyogenes	ATCC 19615	Good growth, β-haemolysis
S. pneumoniae	ATCC 6305	Good growth, α-haemolysis
S. aureus	ATCC 25923	Good growth, β-haemolysis
E. coli	ATCC 25922	Good growth, non- haemolysis

Bảo Quản:

Bảo quản môi trường đóng kín ở nơi khô ráo và sử dụng trước hạn dùng ghi trên nhãn.

Nhiệt độ bảo quản tốt nhất để sử dụng: 2-8°C trong hạn sử dụng

Nhiệt độ cho phép khi vận chuyển: 2-25°C trong vòng 3 ngày.

Hạn dùng kể từ ngày sản xuất: 90 ngày

Thông tin đặt hàng

Code	Products	Package
CASB9010	AgarCult™ Columbia Agar + 5% Sheep Blood 90mm	10Plates/Box
CASB9020	AgarCult™ Columbia Agar + 5% Sheep Blood 90mm	2x10Plates/Box
CASB90100	AgarCult™ Columbia Agar + 5% Sheep Blood 90mm	10x10Plates/Box
CASB90120	AgarCult™ Columbia Agar + 5% Sheep Blood 90mm	12x10Plates/Box